

ASSISTX RUFSYSTEME

AssistX

DE

AssistX Call - Rufanlageninterface



AssistX Call

AssistX Call ist ein intelligentes Rufanlageninterface und wird mit individueller Anbindung an die eigene Lichtrufanlage geliefert. Bei Bestellung Formular ausfüllen.

#20445



AssistX ABL one

AssistX ABL one ist eine Beruhigungslampe mit akustischer Rückmeldung, für AssistX Call.

#20472



AssistX IR one

AssistX IR one ist ein Infrarotsensor zum Anschluss an einen AssistX Port von AssistX Call oder ClickMan.

#20456

AssistX Mobil - Rufsystem



AssistX Mobil Set plus V1.10

AssistX Mobil ist ein sicheres und drahtloses Haus- und Pflegerufsystem. Dieses Set kommt mit Sender, Empfänger, Dock und S-Charger.

#20530



AssistX Mobil Sender TX4

AssistX Mobil Sender einzeln.

#20451



AssistX Mobil Empfänger RX4

AssistX Mobil Empfänger einzeln.

#20452



AssistX Mobil Dock

Die AssistX Mobil Dock wird für den AssistX Mobil Empfänger RX4 als Ladestation genutzt und garantiert durch seine Halterung ein sicheres Laden.

#20523

AssistX Mobil
S-Charger

Der AssistX Mobil S-Charger wird in Kombination mit dem AssistX Mobil Sender TX4 genutzt. Durch seine Halterung kann der Sender immer sicher geladen werden.

#20389

AssistX Mobil
Repeater

Der AssistX Mobil Repeater erhöht die Reichweite des AssistX Mobil-Rufsystems für große Einrichtungen und Gebäude.

#20531

Interface-Kabel für Pulsoximeter, Beatmungsgeräte etc.

AssistX
Interface-Kabel
für Nellcor N560

Interface-Kabel für Pulsoximeter.

#20542-01

AssistX
Interface-Kabel für
Nellcor PM100N

Interface-Kabel für Pulsoximeter.

#20542-02

AssistX
Interface-Kabel für
Massimo Rad-8

Interface-Kabel für Pulsoximeter.

#20542-03

AssistX
Interface-Kabel
für Nonin Avant
9600

Interface-Kabel für Pulsoximeter.

#20542-04

AssistX
Interface-Kabel
für VitaGuard
VG310+2100+3100Interface-Kabel für Pulsoximeter
(Achtung: nur bis Baujahr 2016!).

#20542-05



AssistX
 Interface-Kabel
 für Trilogy
 100+200 Philips

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-01



AssistX
 Interface-Kabel für
 Astral 100+150,
 Stellar 100+150,
 Resmed

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-02



AssistX
 Interface-Kabel
 für Vivo
 50+55+60+65,
 Breas

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-03



AssistX
 Interface-Kabel
 für Respironics
 V60, Philips

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-04



AssistX
 Interface-Kabel für
 Ventilologic plus/LS,
 Löwenstein

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-05

AssistX
 Interface-Kabel
 EO-150,
 Löwenstein

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-06



AssistX
 Interface-Kabel
 für LUISA,
 Löwenstein

Interface-Kabel für Beatmungs-
 gerät.

#20541-07



AssistX
 Interface-Kabel
 für Bettalarm bei
 Epilepsieanfällen

Interface-Kabel für Bettalarm bei
 Epilepsieanfällen.

#20543-01



AssistX
Interface-Kabel
für Emfit

Interface-Kabel für Bettalam bei
Epilepsieanfällen.

#20543-02



AssistX
Interface-Kabel
für Nestlé
Compat Ella

Interface-Kabel für
Ernährungspumpe.

#20543-03

AssistX-Sensoren



AssistX AS one
Akustiksensoren

Der AssistX AS one ist ein Akustik-
sensor für ClickMan, AssistX Call
und AssistX Mobil.

#20446



Komplettsystem
Klinik-Bodenstativ
ProX

Klinik-Bodenstativ mit ProX Nähe-
rungssensor, Flexarm, Trinkarm,
Getränkehalter.

#20532



AssistX ProX one
auf Bodenstativ
mit Gewicht

Zur Ruf-Auslösung des integrier-
ten Näherungssensors genügt es
mit einem Körperteil in seine un-
mittelbare Nähe zu kommen.

#20454



AssistX ProX one
Gelenkarm

Mit Näherungssensor & Flexarm
am Gelenkarm.

#20455



Ersatzteil
AssistX ProX one
mit Flexarm

Das Ersatzteil wird ohne Gelenk-
arm geliefert.

#20477



AssistX RX one

AssistX RX one ist ein kompatibler Empfänger für Easywave-Produkte.

#20457

Hygienische Pneumatikschalter


 Hy-Pneumax
Gelenkarm
-Komplettset

Pneumatikmodul, Flexrohr, Hygienefilter, Gelenk-Arm.

#20037


 Komplettsystem
Klinik-Bodenstativ

Mit Hy-Pneumax Sensor Saug-Blas-Ausleger, Trinkarm und Getränkehalterung.

#20195


 Hy-Pneumax
Stativ
-Komplettlösung

Mit Pneumatikmodul, Flexrohr, Hygienefilter, Gewicht. Hy-Pneumax ist ein Blas-Saug-Schalter, der die hohen hygienischen Anforderungen im Klinikbereich erfüllt.

#20035


 Hy-Pneumax
6-Monats
-Hygienepaket

10x Filter, 16x Mundstück, 16x Schlauch 2 m.

#20031


 5er Pack
Hygienefilter

Passend zu Hy-Pneumax Hygienefilter mit 13 cm Schlauch und Nippel.

#20036


 Hy-Pneumax
Mundstück

 1er Pack
5er Pack

 #20038
#20038-5P



Hy-Pneumax
Silikonschlauch

Silikonschlauch 2 m hygienisch
verpackt.

#20039

AssistX Taster NC



KAJO AssistX
Button NC

Button NC 50 rot (ø 50 mm)
Button NC 25 rot (ø 25 mm)

#20353

#20354



KAJO AssistX Soft
Button NC rot

Soft Button rot (ø 85 mm)
Ersatz Stoffüberzug rot
Ersatz Schaumstoff-Inlay

#20355

#20352

#20213

Montage AssistX



Set Gelenkarm

Set Gelenkarm für AssistX AS
one/Beruhigungslampe ABL/BL
mit Basisklemme und Halterung.

#20097



Set Gelenkarm
Kajo Button 50

Set Gelenkarm Kajo Button 50,
mit Basisklemme, auch für Piko-
Button 50/Buddy Button.

#20185



Set Gelenkarm
Kajo Button 25

Set Gelenkarm Kajo Button 25,
mit Basisklemme, auch für Piko-
Button 30.









#20362



Set Gelenkarm
AssistX Mobil

Set Gelenkarm AssistX Mobil mit
Rehadapt Gerätehalter mit Basis-
klemme.

#20367

	Set flexible Halterung AssistX Mobil	Set flexible Halterung AssistX Mobil, Rehadapt L3D Klemme/ Gelenk für Rohre 13-35 mm.	#20368
	Set Bodenstativ Kajo Button 50	Set Bodenstativ Kajo Button 50, mit kurzem Schwanenhals, auch für PikoButton 50/Buddy Button.	#20369
	Set Bodenstativ Kajo Button 25	Set Bodenstativ Kajo Button 25, mit kurzem Schwanenhals, auch für PikoButton 30.	#20370
	Set Bodenstativ AssistX Mobil	Set Bodenstativ AssistX Mobil mit Rehadapt Gerätehalter, Kugelgelenk.	#20371
	Montageplatte magnetisch	Montageplatte magnetisch für AS one, IR one, Rx one, ABL und Remobox, für Gelenkarm mit Schraube.	#20459
	Wandhalter magnetisch	Wandhalter magnetisch für Remobox, AS one, ABL.	#20458
	Wandhalter/Montageplatte magnetisch für AssistX Call	Wandhalter/Montageplatte magnetisch für AssistX Call, weiß/rot Wandmontage, inkl. Klettband und Schrauben.	#20467
	Wandhalter/Montageplatte magnetisch für AssistX Repeater	Wandhalter/Montageplatte magnetisch für AssistX Repeater, schwarz Wandmontage, inkl. Klettband und Schrauben.	#20372



Wandhalterung
AssistX Mobil

Wandhalterung für AssistX Mobil,
inkl. Klettband und Schrauben.

#20474



Magnethalterung
AssistX Mobil

Magnethalterung für
AssistX Mobil.

#20488



Gerätehalter für
AssistX Mobil

Gerätehalter für AssistX Mobil für
Rohr Stativ/Gelenkarm.

#20111



Gerätehalter für
AssistX Mobil mit
Basisklemme

Flexibler Gerätehalter für AssistX
Mobil für Rohre und Flächen.

#20524



Gerätehalter
AssistX Mobil
Rehadapt

Gerätehalter für AssistX Mobil am
Gelenkarm.

#20365



Gerätehalter
AssistX Mobil
Rehadapt L3D
10mm

Gerätehalter für AssistX Mobil für
Rehadapt L3D 10 mm.

#20366

AssistX-Zubehör



IR-Fernbedienung
AssistX für IR one
und Tx

#20164



Kabel Set
 Klinke-Klinke 1x
 mono 1x stereo

#20527



Kabel USB
 A-micro (grün)

#20206



Kabel AssistX
 4pol. Klinke
 -Klinke 2m

#20205

AssistX Demo-Kits (genaue Inhaltsangabe bitte anfragen)



AssistX Demo-Kit
 MOBIL+CALL

Speziell für den Einsatz für Klinik
 und Homecare! Für Präsentation
 und Test haben Sie immer alles
 dabei.



AssistX Demo-Kit
 MOBIL INTENSIV

Speziell für den Einsatz in der In-
 tensivpflege! Für Präsentation und
 Test haben Sie immer alles dabei.



AssistX Demo-Kit
 FULL SET

Speziell für den Einsatz in der
 Intensivpflege, für Klinik und
 Homecare oder voll ausgestattet
 für alle Fälle! Für Präsentation und
 Test haben Sie immer alles dabei.

INHALT

Remo Umfeldsteuerung	3
Infrarot-Telefone	3
Infrarot Bettsteuerung, Relais- und Control-Boxen	3
Easywave Funk-Steuerungen	5
Netzschaltadapter	6
AssistX Rufsysteme	7
AssistX Call - Rufanlageninterface	7
AssistX Mobil - Rufsystem	7
Interface-Kabel für Pulsoximeter, Beatmungsgeräte etc.	8
AssistX-Sensoren	10
Hygienische Pneumatikschalter	10
AssistX Taster NC	11
Montage AssistX	12
AssistX-Zubehör	14
AssistX Demo-Kits	15
AMAneo Mausadapater	16
Sensoren und Zubehör	17
Akustikschalter (über die menschliche Stimme)	17
Näherungssensoren	17
Hygienische Pneumatikschalter	17
Einfachtaster	18
Sondertaster	19
Anschlussadapter	20
Montage-Sets	21
Montage-Komponenten	22
Trinkständer, Getränkehalter	25

CSS MicroSystems GmbH

In den Hofäckern 16

74189 Weinsberg

Germany

www.csslabs.de

office@csslabs.de

© 2021 CSS MicroSystems GmbH

Gültig ab 10/2021

Nur für gewerbliche Abnehmer!

Es gelten unsere AGB.

www.csslabs.de/agb