



AssistX Mobil

Das sichere kabellose Rufsystem für die Intensivpflege

AssistX Mobil ist ein sicheres, flexibles, funkbasiertes Rufsystem für Intensivpflege zu Hause, in Wohngruppen, Heimen und Kliniken. Zur Rufauslösung können unterschiedlichste Sensoren und Taster, aber auch Kommunikationshilfsmittel und medizinische Geräte verwendet werden. Mehrere Sender und Empfänger sind kombinierbar.

Sicherheit

AssistX Mobil ist besonders sicher: Die Sender und Empfänger funken auf einer speziellen Frequenz und erfüllen weitgehend die Anforderung der deutschen Norm DIN VDE 0834. Jeder Ruf wird quittiert und kann nicht verloren gehen. Laufende Überwachung der Akku-Zustände und der Reichweite garantieren eine einwandfreie Funktion. Auch das Abziehen eines Kabels oder andere Veränderungen lösen Alarm aus. Alle Vorgänge können optimal protokolliert werden.



Alltagstauglichkeit

Im Alltag kann es hoch hergehen. Da muss das Laden der Akkus, die Montage und die Verbindung mit anderen Geräten ganz einfach sein. In der Praxis bewährtes Zubehör ist der Schlüssel für problemlosen Betrieb.

Assistive Rufauslösung

Beliebige Sensoren oder Taster können über den AssistX Port angeschlossen werden. Akustik-, Näherungs- und Saug-Blas-Sensoren oder weitere Hilfsmittel sind als Auslöser nutzbar, auch externe Geräte mit einem Rufausgang, z.B. Beatmungsgeräte und Pulsometer. AssistX Mobil ist für jeden Bedarf individuell anpassbar.



Gruppenfunktion

Für den Einsatz in Wohngruppen, in Pflegeheimen und in Klinikbereichen lassen sich mehrere Sender mit einzelnen oder mehreren Empfängern kombinieren. Die Empfänger erkennen, wenn ein anderer bereits den Ruf quittiert hat. Jedem Sender kann ein Name zugeordnet werden, damit man sofort erkennt wer Hilfe benötigt. Optionale Repeater vergrößern die Reichweite in weitläufigen Objekten.



Sicherer Rufablauf



Ruf auslösen
Mit dem Sender



Bestätigung Rufannahme
Am Empfänger



Rufvorgang abschließen
Am Sender beim Rufenden

Technische Daten

- Sichere kabellose Rufanlage basierend auf DIN VDE 0834
- Social Alarm Frequenz
- Sender ist mit einem AssistX Port und einem IR-Sensor ausgestattet
- Akku- und Funktionsüberwachung des Senders
- Reichweitenüberwachung
- Rückmeldung durch Beruhigungslampenfunktion
- Optische, akustische und Vibrations-Signalisierung, einstellbar
- Bis zu 32 Sender können mit mehreren Empfängern gekoppelt werden
- Jedem Sender ist individuell ein Name zuordenbar
- Akku-Laufzeit (nutzungsabhängig): 24 - 72 h (Sender), 10 - 24 h (Empfänger)
- Empfänger über Displaymenü oder PC konfigurierbar
- Reichweite: 30 - 350 m (typisch im Haus: 80 m)
- Repeater für sehr große Reichweiten erhältlich
- Maße: 65 x 119 x 26,5 mm (Sender/Empfänger)
- Gewicht: 110 g (Sender), 130 g (Empfänger)